

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN

STT	Danh mục trang thiết bị, phương tiện vận chuyển cấp cứu, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán	Đơn vị tính	Số lượng hiện có (đến ngày 15/5/2021)	Trong đó số lượng dự phòng chưa sử dụng cho PC dịch	Số lượng dự kiến bổ sung	Ghi chú
I	Trang thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển cấp cứu					
1	Máy thở chức năng cao					
2	Máy thở không xâm nhập					
3	Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây					
4	Hệ thống ECMO (cho đơn vị đã có đủ năng lực thực hiện)					
5	Máy X quang di động					
6	Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ, lactat, hematocrite)					
7	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số					
8	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 2 thông số (SpO2 và nhịp mạch)					
9	Bơm tiêm điện					
10	Máy truyền dịch					
11	Máy lọc máu liên tục (cho đơn vị đã có đủ năng lực thực hiện)					
12	Máy lọc và khử khuẩn không khí (số lượng tùy theo diện tích phòng to hay nhỏ)					
13	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò (máy phải có đầu dò và tính năng, phần mềm đo chức năng tim)					
14	Hệ thống oxy (có thể thay thế bằng bình ô xy hoặc ô xy hoá lỏng)					
II	Hệ thống xét nghiệm					
1	Máy realtime PCR					
2	Máy tách chiết					
3	Hệ thống máy xét nghiệm Gene Expert					
4	Máy lắc					
5	Máy ly tâm lạnh					
6	Tủ lạnh để lưu giữ hóa chất và sinh phẩm					
7	Tủ lạnh âm 70 đến âm 80 độ					

STT	Danh mục trang thiết bị, phương tiện vận chuyển cấp cứu, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán	Đơn vị tính	Số lượng hiện có (đến ngày 15/5/2021)	Trong đó số lượng dự phòng chưa sử dụng cho PC dịch	Số lượng dự kiến bổ sung	Ghi chú
8	Pipet 1-10ul					
9	Pipet 2-20ul					
10	Pipet 20-200ul					
11	Pipet 100-1000ul					
12	Máy xét nghiệm nhanh					
III	Vật tư, sinh phẩm chẩn đoán					
1	Khẩu trang y tế					
2	Khẩu trang N95 hoặc tương đương					
3	Bộ trang phục chống dịch (7 món)					
4	Bộ Tyvek hoặc tương đương					
5	Sinh phẩm chẩn đoán					
-	Kít chạy tách chiết (AN)					
-	Sinh phẩm chạy Realtime RT PCR					
-	Test kít chẩn đoán nhanh					

Ghi chú: Các đơn vị không sửa file mẫu, ô nào không có thì để trống, không thêm bớt hoặc xóa dòng, cột.